














MARIOTTI

INSERTI PER CHIRURGIA / *SURGERY TIPS*

| | |
|--|--|
|  <p>US1 inserto sega a 5 denti, per osteotomia ad elevata efficienza <i>saw tip with 5 teeth, for high efficiency osteotomy</i></p> |  <p>UL1 inserto piatto circolare non affilato, per separazione della membrana sinusale <i>flat cicular not sharp tip, for split of the sinus membrane</i></p> |
|  <p>US2 inserto sega piatto a 5 denti, per osteotomia di maggiore precisione <i>flat saw tip with 5 teeth, for more precise osteotomy</i></p> |  <p>UL2 inserto conico non affilato, per separazione della membrana sinusale <i>cone not sharp tip, for split of the sinus membrane</i></p> |
|  <p>US3 inserto piatto, per osteotomia fine <i>flat scalpel tip, for fine osteotomy</i></p> |  <p>UL3 inserto sferico diamantato, per osteotomia vicino a tessuti molli o strutture delicate <i>sferical diamond-coated tip, for osteotomy near soft tissue or sensitive structures</i></p> |
|  <p>US4 inserto piatto circolare affilato, per osteoplastica <i>flat cicular sharp tip, for osteoplasty</i></p> |  <p>UL4 inserto piatto diamantato, per osteotomia vicino a tessuti molli o strutture delicate <i>flat diamond-coated tip, for osteotomy near soft tissue or sensitive structures</i></p> |
|  <p>US5 inserto piatto trapezoidale affilato, per osteoplastica <i>flat trapezoid sharp tip, for osteoplasty</i></p> |  <p>UC1 inserto lungo piatto affilato per estrazione <i>long flat sharp scalpel for extraction</i></p> |
|  <p>US1L inserto sega a 4 denti angolato a sinistra, per osteotomia ad elevata efficienza <i>saw tip left-angled with 4 teeth, for high efficiency osteotomy</i></p> |  <p>UL5 inserto piatto circolare non affilato, per separazione della membrana sinusale <i>flat cicular not sharp tip, for split of the sinus membrane</i></p> |
|  <p>US1R inserto sega a 4 denti angolato a destra, per osteotomia ad elevata efficienza <i>saw tip right-angled with 4 teeth, for high efficiency osteotomy</i></p> |  <p>UI1 inserto per la preparazione del sito implantare, diametro 2 mm <i>tip to enlarge implantation area, diameter 2 mm</i></p> |













MARIOTTI&C srl

Via Seganti, 73 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. ++39 0543 474105 - Fax. ++39 0543 781811

info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com



| | |
|---|--|
|  <p>UI2 inserto per la preparazione del sito implantare, diam. 2 mm <i>tip to enlarge implantation area. Diam. 2 mm</i></p> |  <p>IM2A inserto per la preparazione del sito anteriore implantare, diam. 2mm <i>implant anterior site preparation tip, diam. 2 mm</i></p> |
|  <p>US6 inserto sega piatto a 3 denti per osteotomia di precisione <i>flat saw tip with 3 teeth, for high efficiency osteotomy</i></p> |  <p>IM2P inserto per la preparazione del sito posteriore implantare, diam. 2mm <i>implant posterior site preparation tip, diam. 2 mm</i></p> |
|  <p>UP4 inserto per debridement della radice superiore e levigatura radicolare <i>root surface debridement and root planning tip</i></p> |  <p>IM3A inserto per la preparazione del sito posteriore implantare, diam. 3mm <i>implant posterior site preparation tip, diam. 3 mm</i></p> |
|  <p>UP6 inserto per la preparazione radicolare in chirurgia parodontale. <i>root preparation in periodontal surgery tip.</i></p> |  <p>IP2-3 inserto per la preparazione del sito implantare tra diam. 2 e 3 mm <i>implant site preparation tip between diam. 2 and 3 mm</i></p> |
|  <p>UP7 inserto appuntito per osteoplastica <i>angled curette tip</i></p> |  <p>IP3-4 inserto per la preparazione del sito implantare tra diam. 3 e 4 mm <i>implant site preparation tip between diam. 3 and 4 mm</i></p> |



MARIOTTI&C srl

Via Seganti, 73 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. ++39 0543 474105 - Fax. ++39 0543 781811

info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com