

SURGERY TIPS



US1

inserto sega a 5 denti, per osteotomia ad elevata efficienza

saw tip with 5 teeth, for high efficiency osteotomy



UL1

inserto piatto circolare non affilato, per separazione della membrana sinusale

flat circular not sharp tip, for split of the sinus membrane



US2

inserto sega piatto a 5 denti, per osteotomia di maggiore precisione

flat saw tip with 5 teeth, for more precise osteotomy



UL2

inserto conico non affilato, per separazione della membrana sinusale

cone not sharp tip, for split of the sinus membrane



US3

inserto piatto, per osteotomia fine

flat scalpel tip, for fine osteotomy



UL3

inserto sferico diamantato, per osteotomia vicino a tessuti molli o strutture delicate

spherical diamond-coated tip, for osteotomy near soft tissue or sensitive structures



US4

inserto piatto circolare affilato, per osteoplastica

flat circular sharp tip, for osteoplasty



UL4

inserto piatto diamantato, per osteotomia vicino a tessuti molli o strutture delicate

flat diamond-coated tip, for osteotomy near soft tissue or sensitive structures



US5

inserto piatto trapezoidale affilato, per osteoplastica

flat trapezoid sharp tip, for osteoplasty



UC1

inserto lungo piatto affilato per estrazione

long flat sharp scalpel for extraction



US1L

inserto sega a 4 denti angolato a sinistra, per osteotomia ad elevata efficienza

saw tip left-angled with 4 teeth, for high efficiency osteotomy



UL5

inserto piatto circolare non affilato, per separazione della membrana sinusale

flat circular not sharp tip, for split of the sinus membrane



US1R

inserto sega a 4 denti angolato a destra, per osteotomia ad elevata efficienza

saw tip right-angled with 4 teeth, for high efficiency osteotomy



UI1

inserto per la preparazione del sito implantare, diametro 1,6 mm

tip to enlarge implantation area, diameter 1,6 mm



UI2

inserto forato per la preparazione del sito implantare. Diam. 2 mm

Perforated tip to enlarge implantation area. Diam. 2 mm



IM2A

inserto per la preparazione del sito anteriore implantare, diam. 2mm

implant anterior site preparation tip, diam. 2 mm

 <p>US6 insetto sega piatto a 3 denti per osteotomia di precisione <i>flat saw tip with 3 teeth, for high efficiency osteotomy</i></p>	 <p>IM2P insetto per la preparazione del sito posteriore implantare, diam. 2mm <i>implant posterior site preparation tip, diam. 2 mm</i></p>
 <p>UP4 insetto per debridement della radice superiore e levigatura radicolare <i>root surface debridement and root planning tip</i></p>	 <p>IM3A insetto per la preparazione del sito posteriore implantare, diam. 3mm <i>implant posterior site preparation tip, diam. 3 mm</i></p>
 <p>UP6 insetto per la preparazione radicolare in chirurgia parodontale. <i>root preparation in periodontal surgery tip.</i></p>	 <p>IP2-3 insetto per la preparazione del sito implantare tra diam. 2 e 3 mm <i>implant site preparation tip between diam. 2 and 3 mm</i></p>
 <p>UP7 insetto appuntito per osteoplastica <i>angled curette tip</i></p>	 <p>IP3-4 insetto per la preparazione del sito implantare tra diam. 3 e 4 mm <i>implant site preparation tip between diam. 3 and 4 mm</i></p>