

Cucciolo

Art. CC3

Misure approssimative senza alimentatore, cm 25x25xh37
Approximate size without power supply, cm 25x25xh37

Colori disponibili: grigio e rosso
Available colors: grey and red

Base portamodelli MC inclusa nelle versioni Cucciolo
MC model-table included in the Cucciolo versions



Come una penna nelle tue mani!

Liegt wie eine Feder in ihrer Hand!

PAPERINO 2000®

Art. P2000F3

Misure approssimative senza alimentatore, cm 25x25xh42
Approximate size without power supply, cm 25x25xh42

Colori disponibili: grigio e rosso
Available colors: grey and red

It's like holding a pen!



Art. P2000F.T

Art. P2000F.Z



FEDI 18

Art. F18.3

Misure approssimative, cm 30x31xh46
Approximate size, cm 30x31xh46

Colori disponibili: grigio e rosso
Available colors: grey and red

Comme si vous aviez un stylo en main!




Art. F18.T

Art. F18.Z



Basi porta-modelli per fresatori / Model-tables for milling-machines



* PER FRESATORI CC E P2000
* For CC and P2000 milling-machines

Bracci con turbina per fresatori / Air turbine arms for milling -machines



Parallelometro / Parallelometer



Available configurations for Cucciolo, Paperino 2000, Fedi 18

	P2000F.3 PAPERINO 2000 Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • M1 impianto aria • M2 lampada • MP5 modulo parallelometro con mandrino posa attacchi • MP3 modulo per avanzamento verticale del braccio pantografo	PAPERINO 2000 Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • M1 air system • M2 lamp • MP5 parallelometric module with drill chuck • MP3 module for pantograph linkage's vertical feed
	P2000F.T PAPERINO 2000 Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • T19 turbina • M1 impianto aria • M2 lampada • MP1 modulo con mandrino posa attacchi • M12 deviatore aria a 2 vie	PAPERINO 2000 Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • T19 turbine • M1 air system • M2 lamp • MP1 module with drill chuck • M12 air shunter with 2 ways
	P2000F.Z PAPERINO 2000 Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • T19 turbina • M1 impianto aria • M2 lampada • MP1 modulo con mandrino posa attacchi • M12 deviatore aria a 2 vie • GTS gruppo terminale spray • CTS controllo turbina/spray	PAPERINO 2000 Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • T19 turbine • M1 air system • M2 lamp • MP1 module with drill chuck • M12 air shunter with 2 ways • GTS terminal spray kit • CTS controller for turbine/spray
	F18.1 FEDI 18 Fresatore con braccio pantografo e alimentazione incorporata, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • impianto aria incorporato • M2 lampada • impianto per elettrocalamita incorporato	FEDI 18 Milling-machine with pantograph linkage and built in power supply, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • built-in air system • M2 lamp • built-in system for electric-magnet
	F18.2 FEDI 18 Fresatore con braccio pantografo e alimentazione incorporata, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • impianto aria incorporato • M2 lampada • impianto per elettrocalamita incorporato • MP5 modulo parallelometro con mandrino posa attacchi	FEDI 18 Milling-machine with pantograph linkage and built in power supply, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • built-in air system • M2 lamp • built-in system for electric-magnet • MP5 parallelometric module with drill chuck
	F18.3 FEDI 18 Fresatore con braccio pantografo e alimentazione incorporata, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • impianto aria incorporato • M2 lampada • impianto per elettrocalamita incorporato • MP5 modulo parallelometro con mandrino posa attacchi • MP3M modulo per forare con micromotore 1000 ÷ 30000 rpm	FEDI 18 Milling-machine with pantograph linkage and built in power supply, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • built-in air system • M2 lamp • built-in system for electric-magnet • MP5 parallelometric module with drill chuck • MP3M vertical module for drilling with 1000 ÷ 30000 rpm micromotor
	F18.T FEDI 18 Fresatore con doppio braccio pantografo e alimentazione incorporata, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • T19 turbina • impianto aria incorporato • M2 lampada • impianto per elettrocalamita incorporato • MP1 modulo con mandrino posa attacchi	FEDI 18 Milling-machine with pantograph linkage and built in power supply, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • T19 turbine • built-in air system • M2 lamp • built-in system for electric-magnet • MP1 module with drill chuck
	F18.Z FEDI 18 Fresatore con doppio braccio pantografo e alimentazione incorporata, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • T19 turbina • impianto aria incorporato • M2 lampada • impianto per elettrocalamita incorporato • MP1 modulo con mandrino posa attacchi • GTS gruppo terminale spray • CTS controllo turbina/spray	FEDI 18 Milling-machine with pantograph linkage and built in power supply, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • T19 turbine • built-in air system • M2 lamp • built-in system for electric-magnet • MP1 module with drill chuck • GTS terminal spray kit • CTS controller for turbine/spray

MARIOTTI & C.
Micromotors & Milling-Machines
Via Seganti 73 - 47100 Forlì - Italy
Tel +39 0543 474105 - Fax +39 0543 781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com



MARIOTTI&C, azienda leader dagli anni '70 nella produzione di micromotori e fresatori per il settore dentale, presenta con soddisfazione la nuova linea di fresatori sempre più funzionali. Rimanendo fedele alla modularità e quindi alla possibilità di poter comporre il proprio fresatore con gli accessori desiderati, viene posta una particolare attenzione anche alla rettifica dello zirconio e all'equipaggiamento di un secondo braccio pantografo con turbina e irrigazione per questa nuova importante applicazione. La caratteristica principale e più apprezzata dei fresatori Mariotti rimane sempre il sensibile braccio pantografo, il quale permette all'odontotecnico di utilizzare il micromotore o turbina come fosse una penna, in assoluta libertà di movimento e leggerezza. Inoltre i fresatori mostrano un design moderno e accattivante abbinato alla grande praticità e all'alta qualità di queste macchine: il modo migliore per lavorare bene rimanendo al passo con i tempi e con le nuove tecnologie. La linea si compone di tre gamme: Cucciolo, Paperino2000 e F18, nomi ormai comuni nel mondo del fresaggio.

MARIOTTI&C, leader in the production of micromotors and milling-machines for the dental sector since the 70s, is now proud to introduce the new functional line of milling-machines. This line still guarantees the possibility of composing the milling-machine with the required accessories and is now also showing particular attention to the finishing works of zirconium, by connecting a second pantograph linkage with an air-turbine with irrigation. The most appreciated feature of Mariotti's milling-machines remains the sensitive pantograph linkage, which allows dental technicians to use the micromotor or the turbine like holding a pen, with absolute freedom of movement and weightlessness. Moreover the milling-machines are provided with a modern and appealing design, combined with great usefulness and quality: the best way to work at ease, moving with times and new technologies. Mariotti's milling-machines are divided into three ranges: Cucciolo, Paperino2000 and F18, common names in the milling-world by now.

tutte le possibili configurazioni su
all possible configurations in
www.mariotti-italy.com



Fresatori / Isoparallelometri Milling Machines



REV.00 - 2007 Ferri/Comunicazione 0543 370221

Innovation for the Highest Quality
Innovazione per una Qualità Superiore

Configurazioni disponibili per Cucciolo, Paperino 2000, Fedi 18

	CC 1 CUCCILO Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • MC piatto portamodelli inclinabile	CUCCILO Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • MC tilting model-table
	CC 2 CUCCILO Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • MC piatto portamodelli inclinabile • M1 impianto aria • M2 lampada	CUCCILO Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • MC tilting model-table • M1 air system • M2 lamp
	CC 3 CUCCILO Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • MC piatto portamodelli inclinabile • M1 impianto aria • M2 lampada • MP1 modulo con mandrino posa attacchi	CUCCILO Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 micromotor • power supply with rpm and reverse display • MC tilting model-table • M1 air system • M2 lamp • MP1 module with drill chuck
	CC 4 CUCCILO Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • MC piatto portamodelli inclinabile • M1 impianto aria • M2 lampada • MP5 modulo parallelometro con mandrino posa attacchi	CUCCILO Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • MC tilting model-table • M1 air system • M2 lamp • MP5 parallelometric module with drill chuck
	CC 6 CUCCILO Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • MC piatto portamodelli inclinabile • M1 impianto aria • M2 lampada • MP1 modulo con mandrino posa attacchi • MP3 modulo per avanzamento verticale del braccio pantografo	CUCCILO Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • MC tilting model-table • M1 air system • M2 lamp • MP1 module with drill chuck • MP3 module for pantograph linkage's vertical feed
	CC T CUCCILO Fresatore con braccio pantografo, completo di: • T19 turbina • M1 impianto aria	CUCCILO Milling-machine with pantograph linkage complete with: • T19 turbine • M1 air system
	P2000F.1 PAPERINO 2000 Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • M1 impianto aria • M2 lampada	PAPERINO 2000 Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • M1 air system • M2 lamp
	P2000F.2 PAPERINO 2000 Fresatore con braccio pantografo, completo di: • micromotore 1000 ÷ 30000 rpm • alimentazione con display per la visualizzazione di rpm e reverse • M1 impianto aria • M2 lampada • MP5 modulo parallelometro con mandrino posa attacchi	PAPERINO 2000 Milling-machine with pantograph linkage, complete with: • 1000 ÷ 30000 rpm micromotor • power supply with rpm and reverse display • M1 air system • M2 lamp • MP5 parallelometric module with drill chuck