

VORTIX 3volution

the ultimate solution



VRX3

VORTIX 3

VORTIX 3

Micromotore con aspirazione brushless:

- unità di controllo
- manopola brushless 0-40.000 rpm
- n.2 sacchetti-filtro inclusi

Opzionale:

- **PD**: pedale on/off

Brushless suction micromotor:

- *main unit*
- *brushless handpiece 0-40.000 rpm*
- *n.2 filter-bags included*

Optional:

- **PD**: on/off pedal



VRX3L

VORTIX 3 LED

VORTIX 3 LED

Micromotore con aspirazione brushless:

- unità di controllo
- manopola brushless con luce LED 0-40.000 rpm
- n.2 sacchetti-filtro inclusi

Opzionale:

- **PD**: pedale on/off

Brushless suction micromotor:

- *main unit*
- *brushless LED light handpiece 0-40.000 rpm*
- *n.2 filter-bags included*

Optional:

- **PD**: on/off pedal




MARIOTTI & C. SRL – micromotors manufacturer since 1973

Via Seganti, 73 - 47121 Forlì - ITALY - Tel. +39 0543 781811

info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com -  Mariotti & C. Italy

P. IVA / VAT IT01235100409



Ottima potenza aspirante: respira con il made in Italy di successo!
Great suction power: breath with the high quality made in Italy!



- Cassetto pratico per una veloce estrazione del sacchetto
- Dms unità controllo (LxLxH): **23x23x15 cm - peso: 3,5 kg**
- Velocità regolabile: **0-40.000 rpm**
- *Practical case for easy dust bag extraction*
- *Control unit dms (WxDxH): **23x23x15 cm - weight: 3,5 kg***
- *Speed adjustment: **0-40.000 rpm***

Micromotore BRUSHLESS di ultima generazione. **Dimentica rumorosità e vibrazioni!**

*New high performance BRUSHLESS system. **Forget noise and vibration!***



classic version


Manipolo leggero e maneggevole
(versione VRX3)

*Practical and light handpiece
(version VRX3)*

L. mm 139, Ø max mm 29, Ø min. mm 18, g. 110

Luce LED ad alta luminosità per una perfetta visibilità (versione VRX3L)

*LED illumination assures daylight quality and clear visibility
(version VRX3L)*



led version