

# 3VOLUTION PODO-MICROMOTOR

# Spring

♥ [mariotti-italy.com](http://mariotti-italy.com)



# SPRAY



Micromotore brushless di ultima generazione potente e affidabile  
LxPxH 235x345x128mm (serbatoio compreso)

VELOCITÀ 0-40.000 giri/min

MANIPOLO L 14 cm, Ø min 2 cm, Ø max 2.5 cm, peso 170 g

LED 130 lumen, 5000 °K

SPRAY nebulizzazione regolabile con precisione. Nuova tecnologia a pressione: più affidabile e silenzioso. Serbatoio 250 ml.

## SPECIFICATIONS



Brushless micromotor of new generation for high performances  
WxDxH 235x345x128 mm (tank included)

SPEED 0-40.000 rpm

HANDPIECE L.14 cm, Ø 2 - 2.5 cm, weight 170 g

LED 130 lumen, 5000 °K

SPRAY accurate adjustable flow rate jet. New spray pressure technology for top reliability and quietness. Tank 250 ml.

The High Quality Made in Italy

**MARIOTTI&C SRL micromotors manufacturer since 1973**

Tel +39 0543781811 - [www.mariotti-italy.com](http://www.mariotti-italy.com)

